



オンラインヘルプ



全てのオブジェクトを
画面サイズに合わせる



選択されたアイテムに
ズームする



選択項目を
削除



拡大



手動位相補正



選択



カーソル



手動化学シフト補正



手動切り取り



手動ピークピックアップ



手動積分



手動マルチプレット解析



手動帰属



メジャー



パンニング
(スペクトルの移動/スケール)

ヒント: キーを押し続けると一時的にモードになり、
キーを離すと終了します。



開く



保存



新しいJASONドキュメント



コピー



ペースト



カット



戻る



やり直す




JASONを閉じる



Zoom戻す



Zoomやり直す



全キャンパス

Zoom



印刷



全選択

www.jeoljason.com



Macは、Cmd使用