



# JASON

# キーボード ショートカット



オンラインヘルプ  
Macでは  
Cmd + Shift +?



全てのオブジェクトを  
画面サイズに合わせる



選択されたアイテムに  
ズームする



選択項目を  
削除



拡大



手動位相補正



選択



カーソル



手動化学シフト補正



手動切り取り



手動ピークピッキング



手動積分



手動マルチプレット解析



手動帰属



メジャー



パンニング  
(スペクトルの移動/スケール)

ヒント: キーを押し続けると一時的にモードになり、キーを離すと終了します。



開く



保存



新しいJASONドキュメント



コピー




ペースト



カット



戻る




やり直す




JASONを閉じる




Zoom戻す




Zoomやり直す



全キャンパス



印刷



全選択

Zoom

[www.jeoljason.com](http://www.jeoljason.com)



Macは、Cmd使用